

LA NOTICE D’UTILISATION



Lire attentivement les instructions avant utilisation.
Conservez cette notice d'utilisation. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
Réservé à l'usage externe.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

1. Qu'est-ce qu'Objectif ZeroVerrue STYLO et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Objectif ZeroVerrue STYLO?
3. Comment utiliser Objectif ZeroVerrue STYLO?
4. Effets indésirables éventuels
5. Conservation et autres informations

Objectif
ZeroVerrue **STYLO**
Becur

1. QU'EST-CE QU'OBJECTIF ZEROVERRUE STYLO ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Objectif ZeroVerrue STYLO est une solution verrucide efficace qui peut être utilisée chez l'adulte et l'enfant dans le traitement des verrues des mains, des pieds, des coudes et des genoux. La formule unique d'Objectif ZeroVerrue STYLO aide le corps à dessécher les verrues et à les éliminer. La solution d'Objectif ZeroVerrue STYLO est absorbée directement dans la verrue et ne laisse aucune trace sur la peau. Vous pouvez par exemple enfiler des chaussettes ou prendre un bain immédiatement après l'application.

Objectif ZeroVerrue STYLO est un Dispositif Médical biodégradable, protégé par un brevet suédois et portant le marquage CE. La solution est bactéricide et ne cause ni cicatrice, ni infection lorsqu'elle est utilisée correctement. Le contenu d'Objectif ZeroVerrue STYLO suffit pour environ 30 applications.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER OBJECTIF ZEROVERRUE STYLO?

2.1 NE PAS UTILISER OBJECTIF ZEROVERRUE STYLO

- Ne pas appliquer sur les verrues du visage, des organes génitaux ou sur un molluscum, des tâches de naissance, des cors, de la corne ou d'autres anomalies cutanées.
- Ne pas utiliser de pansement avec Objectif ZeroVerrue STYLO. L'utilisation de pansements pendant le traitement peut endommager la peau voir rubrique 4. EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS.
- Ne pas utiliser si la verrue traitée devient sensible, si elle saigne ou si la peau est irritée. Interrompre le traitement jusqu'à ce que la peau ait récupéré.
- Ne pas utiliser Objectif ZeroVerrue STYLO en même temps que d'autres types de verrucides.
- Ne pas utiliser Objectif ZeroVerrue STYLO si vous êtes allergique à l'un des composants, voir rubrique 5. CONSERVATION ET AUTRES INFORMATIONS.

2.2 AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

 Objectif ZeroVerrue STYLO est **corrosif** et dégage une odeur forte et irritante. Ne pas inhaler la solution. Réservé à l'usage externe. **Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.**

Ne pas utiliser avec excès! Une application excessive ou incorrecte peut entraîner douleur et lésions de la peau (voir rubrique 4. "EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS").

- En cas d'application trop importante ou de contact accidentel avec la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau pour limiter l'atteinte de la peau.
- En cas de contact de la solution avec les **yeux**, rincer immédiatement et de manière répétée à l'eau tiède pendant au moins 15 minutes, et consulter un médecin.

Traiter les zones où la peau est plus fine, par exemple chez l'enfant et sur le dos de la main, avec la plus grande prudence, voir rubriques 3.1 DOSAGE ET APPLICATION et 3.2 TRAITEMENT DES ENFANTS.

3. COMMENT UTILISER OBJECTIF ZEROVERRUE STYLO?

3.1 DOSAGE ET APPLICATION

Seule une petite quantité de solution est nécessaire pour être efficace. Lire attentivement les instructions ci-dessous, car la solution est corrosive. Lors de l'application, faire preuve de prudence et tenir fermement le stylo pour éviter une application sur la peau environnante. Après utilisation, remettre en place correctement le capuchon.



Pour ouvrir le stylo, tourner le bouchon jusqu'à ce que la ligne orange soit visible dans l'encoche du bouchon. Une fois ces 2 éléments alignés, le bouchon peut être retiré en toute sécurité.

Appuyer légèrement la pointe du stylo contre la verrue pendant une seconde et répéter une fois. Faire attention à ne pas toucher la peau environnante.

Pour obtenir un bon résultat, traiter **régulièrement** une fois par semaine jusqu'à ce que la verrue ait complètement disparu, sans quoi le processus de dessèchement est stoppé. Si le traitement est irrégulier, le processus de dessèchement est plus long.

Après 4–5 applications, les **verru**es **anciennes et/ou de grande taille** chez l'adulte peuvent être traitées tous les cinq jours si la peau n'est pas trop irritée. **Ne pas utiliser en quantité excessive.**

Le traitement des zones où la **peau est plus fine** peut nécessiter moins de solution. Traiter ces zones moins souvent, par exemple une fois toutes les deux ou trois semaines.

S'il y a **plusieurs verrues**, commencer par un traitement de deux ou trois semaines sur quelques verrues. Si la peau n'est pas abîmée, initier le traitement des autres verrues.

Afin que la verrue reste molle entre deux applications, appliquer une lotion ou une huile pour peau normale. Les débris de verrue se détacheront plus facilement.

Au début du traitement, la verrue peut aussi devenir blanche et grossir avant de commencer à sécher. Lorsqu'elle grossit, la peau adjacente peut devenir sensible. Faire attention qu'il n'y ait pas de quantité excessive de peau sur la verrue, voir ci-dessous.

Si la verrue devient sensible ou si vous ressentez des élancements, cela peut être dû au fait que vous ayez appliqué trop de solution, voir rubrique 2.1 NE PAS UTILISER OBJECTIF ZEROVERRUE STYLO, ou que la verrue ne parvient pas à traverser la peau qui la recouvre. Si la peau recouvre la verrue, une incision doit être pratiquée par exemple à l'aide d'une pince à épiler pour libérer la verrue. En cas de verrue ancienne ou dure, plonger la zone concernée dans de l'eau chaude jusqu'à ce que la peau se ramollisse. Retirer la couche de peau sur le dessus de la verrue, par exemple à l'aide d'une pince à épiler. Pour les verrues épaisses qui poussent vers l'intérieur (verru

es des pieds), retirer la peau dure avec précaution. En cas de verrues sur une cuticule, il faudra peut-être pratiquer un petit trou dans la couche supérieure de l'épiderme pour que le verrucide puisse accéder à la verrue. Ne pas limer les verrues. Elles risqueraient de devenir sensibles et de former une nouvelle surface dure.

Généralement, des points noirs apparaissent sur la verrue après plusieurs applications. Il s'agit de minuscules vaisseaux sanguins qui poussent au cœur de la verrue pour l'alimenter. Ils indiquent que la verrue ne va pas tarder à disparaître. Continuer le traitement jusqu'à

ce que les points noirs et la verrue aient complètement disparu. Il peut arriver que ces points noirs saignent un peu si vous avez gratté la verrue. Attendez alors quelques minutes l'arrêt du saignement avant d'appliquer Objectif ZeroVerrue STYLO pour éviter toute sensation de picotements. En cas de sensation de picotements, appliquer de l'eau froide pour apaiser la douleur.

3.2 TRAITEMENT DES ENFANTS

L'application doit toujours être effectuée par un adulte. Respecter scrupuleusement les recommandations de la rubrique 3.1 DOSAGE ET APPLICATION, car la solution est corrosive. Les jeunes enfants ont une peau fragile et fine. Utiliser très peu de solution Objectif ZeroVerrue STYLO sur leurs verrues. En général, les verrues disparaissent au bout de deux à trois applications.

Il est possible de traiter les enfants de moins de 4 ans avec Objectif ZeroVerrue STYLO, mais il convient de s'assurer qu'il s'agit vraiment d'une verrue, et non d'une autre anomalie cutanée. Avant le traitement, consulter votre médecin traitant ou votre pédiatre. Pour les enfants de moins de 4 ans, il est important de réduire la dose. Traiter moins souvent, par exemple une fois toutes les deux ou trois semaines.

- Appuyer légèrement avec la pointe du stylo sur la verrue **une seule fois** pendant une seconde.
- Faire attention à ne pas toucher la peau environnante.
- Si l'enfant est amené à sucer la verrue, vous pouvez laver la zone traitée. La solution a déjà pénétré dans la verrue.
- Si l'application brûle ou pique lors de l'application, rincer la verrue à l'eau froide et ne plus appliquer de solution. Elle a déjà pénétré dans la verrue.

3.3 TRAITEMENT DES PERSONNES SOUFFRANT DE DIABÈTE

Les personnes souffrant de diabète ne doivent appliquer Objectif ZeroVerrue STYLO que sur une peau saine (non lésée par une affection liée au diabète) et avec la plus extrême prudence. En cas de problème, toujours consulter son médecin/infirmière ou podologue.

3.4 DURÉE DU TRAITEMENT AVEC OBJECTIF ZEROVERRUE STYLO

Objectif ZeroVerrue STYLO est très efficace. La plupart des verrues disparaissent définitivement. Parfois les verrues qui sont présentes sous la peau peuvent ressortir, quand vous commencez le traitement.

Les verrues peuvent avoir des aspects très différents et le temps nécessaire à leur disparition peut donc être variable. Le plus souvent, 5 à 15 applications sont nécessaires, mais le traitement peut être plus court ou plus long. L'âge, le type de verrue, l'état du système immunitaire, l'emplacement de la verrue et son ancienneté influent sur la durée du traitement. L'affaiblissement des défenses immunitaires et/ou la prise de médicaments tels que la cortisone, peuvent l'allonger. En général, les verrues récentes sont plus faciles à éliminer que les anciennes. Chez les enfants, elles disparaissent habituellement plus vite que chez les adultes. Pour les verrues qui poussent vers l'intérieur et les verrues de cuticule présentes depuis de nombreuses années, les résultats visibles peuvent être longs à apparaître, et la verrue peut être encore plus longue à disparaître complètement.

3.5 QUAND ARRÊTER LE TRAITEMENT AVEC OBJECTIF ZEROVERRUE STYLO?

Interrompre le traitement avec Objectif ZeroVerrue STYLO si aucun point noir n'est visible ou si la verrue est tombée ou s'est flétrie, ou encore s'il y a un « creux » à la place de la verrue. La peau retrouve son aspect normal par la suite. Si vous poursuivez trop longtemps le traitement une fois la verrue éliminée, la peau devient rose et suinte légèrement. Il faut alors arrêter immédiatement le traitement. Quelques semaines plus tard, vérifiez à l'emplacement de la verrue ; la présence d'un petit point peut indiquer des restes de verrue. Il faut alors appliquer Objectif ZeroVerrue STYLO de nouveau.

3.6 GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Il n'existe aucun risque connu pour les femmes enceintes ou allaitantes.

4. EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Objectif ZeroVerrue STYLO contient un acide puissant. L'utilisation excessive ou une application incorrecte peut endommager la peau, voir rubrique 2.1 NE PAS UTILISER OBJECTIF ZEROVERRUE STYLO. Pour éviter toute lésion de la peau, respecter les instructions de la rubrique 3.1 DOSAGE ET APPLICATION.

Des effets secondaires temporaires peuvent survenir au niveau du site d'application, par exemple : sensibilité, sensation de picotement, douleur, rougeur, sensation de brûlure ou saignement des capillaires sanguins. Interrompre le traitement jusqu'à ce que la peau ait récupéré.

L'utilisation excessive ou une application incorrecte peut entraîner des effets secondaires sévères, par exemple: formation d'une cloque, plaie, pigmentation sombre de la peau, brûlure chimique, inflammation, mort tissulaire (nécrose) ou formation d'une cicatrice. La zone endommagée doit être maintenue propre pour éviter une infection. Le cas échéant, arrêter le traitement ; contacter un médecin en cas de lésion sérieuse de la peau.

Les émanations d'Objectif ZeroVerrue Stylo sont irritantes pour le système respiratoire et les yeux. Ne pas inhaler la solution contenue dans le stylo. Les effets indésirables peuvent par exemple être une irritation du système respiratoire et/ou de la gorge, un nez qui coule, des yeux qui pleurent ou une difficulté à respirer.

Des cas isolés de réactions allergiques telles que rougeurs, urticaire et démangeaisons ont été décrites.

5. CONSERVATION ET AUTRES INFORMATIONS

Conservation: **Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.**

Conserver entre 15 et 25°C, de préférence en position verticale avec le capuchon tête en bas.

Contenu: Solution incolore à légèrement brun (acide formique, eau, glycérol, huile de citron).

Conditionnement: Stylo applicateur avec capuchon et la notice d'utilisation. Le capuchon a une fonction d'ouverture en deux étapes, voir rubrique 3.1 DOSAGE ET APPLICATION.

Durée de conservation: Voir la date de péremption indiquée sur le stylo et la boîte. Utiliser dans les 6 mois qui suivent l'ouverture du stylo.

La dernière date à laquelle cette notice d'utilisation a été révisée est mars 2015.